

HOPPER - KATEGORIVELGER

Kategorivelger i forhold til brukervekt og aktivitetsnivå													
Brukervekt		35 - 45 kg		45 - 55 kg		55 - 67 kg		68 - 78 kg		79 - 90 kg		90 - 110 kg	
Aktivitet	Minimal Avstand*	Lav / Medium	Høy	Lav / Medium	Høy	Lav / Medium	Høy	Lav / Medium	Høy	Lav / Medium	Høy	Lav / Medium	Høy
Audacieuse	240 mm			XS	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XL
Intrepide	190 mm	XS	XS	XS	S	S	M	M	L	L	XL	XL	XL

*) avstand mellom bunnen av hylsen og bakken når brukeren har på sko.

For bilaterale brukere: gå opp en kategori for økt stabilitet