

Meracus® Prosthetic Foot

Produktvalsguide




Vikt, kg	≤60 P3	≤80 P4	≤100 P5	≤125 P6	≤150 P7
Str 23 cm	290000323	290000423	290000523	-	-
Str 24 cm	290000324	290000424	290000524	290000624	-
Str 25 cm	290000325	290000425	290000525	290000625	290000725
Str 26 cm	290000326	290000426	290000526	290000626	290000726
Str 27 cm	290000327	290000427	290000527	290000627	290000727
Str 28 cm	-	290000428	290000528	290000628	290000728

Vår produktvalsguide är baserad på tester på varje viktnivå. Om du föredrar en styvare fot kan du gå upp en viktkategori.

Exempel:



Storlek	Bygghöjd (mm)
23	133
24	133
25	140
26	140
27	144
28	144



Kom ihåg att beställa Spectra Sock och fotskal.

Uppge om det ska vara höger eller vänster fot vid beställning.