

# Point Design-produkter



alfumed

# POINT DIGIT



Point Digit er en mekanisk, passiv og robust artikulerende protesefinger.

Point Digit bruker skrallemekanisme og koblingsstenger for å låse fingeren i 11 unike fleksjonsposisjoner.

Laget av titan og rustfritt stål.

Kommer i 6 lengder.

Lav vekt, 20-36g avhengig av lengden.

68 kg lastekapasitet.

Fingertuppen er touch skjerm kompatibel

Monteringssett for integrering i en protese bestilles separat.



Ideelle kandidater er brukere som:

- Har amputasjoner på nær MCP-nivå av peke-, lang, ringe- og/eller lillefinger.
- Har en robust protese
- Ønsker enhåndsoperasjon og anatomisk fleksjon

## ARTIKKELNUMMER

914028080	POINT DIGIT (80 MM LENGDE)	PNTDG2-080-G
914028085	POINT DIGIT (85 MM LENGDE)	PNTDG2-085-G
914028090	POINT DIGIT (90 MM LENGDE)	PNTDG2-090-G
914028095	POINT DIGIT (95 MM LENGDE)	PNTDG2-095-G
914028100	POINT DIGIT (100 MM LENGDE)	PNTDG2-100-G
914028105	POINT DIGIT (105 MM LENGDE)	PNTDG2-105-G
914088000	MOUNTING KIT, LEFT HAND	PNTDG012MK-L
914128000	MOUNTING KIT, RIGHT HAND	PNTDG012MK-R
914018900	1 YEAR EXTENDED WARRANTY	PD2-WAR-1Y

# POINT DIGIT MINI



Point Digit Mini er en mekanisk, passiv og robust artikulerende protesefinger.

Point Digit Mini bruker skrallemekanisme og koblingsstenger for å låse fingeren i 11 unike fleksjonsposisjoner.

Laget av titan og rustfritt stål.

Kommer i 5 lengder.

Lav vekt, 20-36g avhengig av lengden.

68 kg lastekapasitet.

Fingertuppen er touch skjerm kompatibel



Monteringssett for integrering i en protese bestilles separat.

Ideelle kandidater er brukere som:

- Har amputasjoner på nær MCP-nivå av peke-, lang, ringe- og/eller lillefinger.
- Har en robust protese
- Ønsker enhåndsoperasjon og anatomisk fleksjon

## ARTIKKELNUMMER

914018055	POINT DIGIT MINI (55 MM LENGDE)	PNTMN-055-G
914018060	POINT DIGIT MINI (60 MM LENGDE)	PNTMN-060-G
914018065	POINT DIGIT MINI (65 MM LENGDE)	PNTMN-065-G
914018070	POINT DIGIT MINI (70 MM LENGDE)	PNTMN-070-G
914018075	POINT DIGIT MINI (75 MM LENGDE)	PNTMN-070-G
914088000	MOUNTING KIT, LEFT HAND	PNTDG012MK-L
914128000	MOUNTING KIT, RIGHT HAND	PNTDG012MK-R
914018900	1 YEAR EXTENDED WARRANTY	PD2-WAR-1Y

# POINT PARTIAL



Point Partial er en mekanisk, passiv artikulerende protesefinger designet for å være både lett og sterk, ved hjelp av en patentert, ny skrallemekanisme for å låse i 7 unike fleksjonsposisjoner.

Kommer i tre lenger, 45, 50 og 55mm målt fra midten av PIP-leddet til fingertuppen.

Lav vekt, 15 - 20g avhengig av lengden.

Laget av titan og rustfritt stål.

Fingertuppen er touch skjerm kompatibel

Monteringssett for integrering i en protese bestilles separat.

Point Partial er designet for å møte behovene til personer med delvis fingeramputasjon som krever en slitesterk enhet og evne til enhåndsoperasjon og ulike fleksjonsnivåer



## ARTIKKELNUMMER

914018059	POINT PARTIAL (45 MM LENGDE)	PNTPL2MK-045
914029050	POINT PARTIAL (50 MM LENGDE)	PNTPL2MK-050
914029055	POINT PARTIAL (55 MM LENGDE)	PNTPL2MK-055
914027045	45 MM POINT PARTIAL MONTERINGSSETT	PNTPL2MK-045
914027050	50 MM POINT PARTIAL MONTERINGSSETT	PNTPL2MK-050
914027055	55 MM POINT PARTIAL MONTERINGSSETT	PNTPL2MK-055
914029000	1 YEAR EXTENDED WARRANTY	PP2-WAR-1Y

# POINT THUMB



Point Thumb er en mekanisk, passiv artikulerende protesetommel designet for å være både lett og sterk, ved hjelp av en ny patentert skrallemekanisme og kan låses fast i 11 fleksjonsposisjoner.

Denne protesetommel er designet for pasienter med tommeltap som krever en slitesterk enhet og evne til enhåndsoverasjon og ulike fleksjonsnivåer.

Kommer i 3 lengder, 59, 66 og 73 mm målt fra midt på MCP leddet til fingertuppen.

Lav vekt, 28 - 38g avhengig av lengden.

Laget av titan og rustfritt stål.

Fingertuppen er touch skjerm kompatibel

Monteringssett for integrering i en protese bestilles separat.



## ARTIKKELNUMMER

914029045	POINT THUMB (59 MM LENGDE)	PNTTHB-059-G
914018066	POINT THUMB (66 MM LENGDE)	PNTTHB-066-G
914018073	POINT THUMB (73 MM LENGDE)	PNTTHB-073-G
914089000	59 MM POINT THUMB MONTERINGSSETT	PNTTHBMK-059
914089066	66 MM POINT THUMB MONTERINGSSETT	PNTTHBMK-066
914089073	73 MM POINT THUMB MONTERINGSSETT	PNTTHBMK-073
914019000	1 YEAR EXTENDED WARRANTY	PT1-WAR-1Y

# POINT ENDO



Point Endo er en to-ledds mekanisk protesefinger spesielt designet for å integreres i en silikonkosmetikk. Den er designet for lette til middels belastende bruksområder og har en smal profil med glatt ytre.

Kommer i 4 lengder.  
68 kg lastekapasitet.  
Laget av titan



Monteringssett for integrering i en protese bestilles separat.

## ARTIKKELNUMMER

914518080	POINT ENDO (80 MM LENGTH)	PNTENDO-080-G
914518085	POINT ENDO (85 MM LENGTH)	PNTENDO-085-G
914518090	POINT ENDO (90 MM LENGTH)	PNTENDO-090-G
914518095	POINT ENDO (95 MM LENGTH)	PNTENDO-095-G
914518901	ENDO MOUNTING KIT, LEFT	PNTENDOMK-L
914518902	ENDO MOUNTING KIT, RIGHT	PNTENDOMK-R
914519000	1 YEAR EXTENDED WARRANTY	PE-WAR-1Y

# POINT PIVOT+



Point Pivot+ er et dynamisk monteringsystem som gir ekstra bevegelsesgrader til Point Thumb. Som en erstatning for standard monteringssystemet for Point Thumb, gir Point Pivot+ mange funksjonelle fordeler for brukeren. Den gjør at Point Thumb kan flyttes fra en opposisjonell posisjon til en lateral posisjon. I tillegg muliggjør den rotasjon av fleksjons-/forlengelsesplanet til Point Thumb, noe som muliggjør et større antall oppnåelige håndgrep.



Monteringssett for integrering i en protese bestilles separat.



## ARTIKKELNUMMER

914520000	POINT PIVOT+	ADD-ABD-RAIL
914520100	POINT PIVOT+ MOUNTING KIT	ADD-ABD-MK
914529000	1 YEAR EXTENDED WARRANTY	ADD-ABD-WAR-1Y





Alfimed AS, Olav Brunborgs vei 6, 1396 Billingstad  
[www.alfimed.no](http://www.alfimed.no), Tlf. 31 29 68 86, Epost: [info@alfimed.no](mailto:info@alfimed.no)

Alfimed AB, Karbingatan 38, 254 67 Helsingborg, Sverige  
[www.alfimed.se](http://www.alfimed.se), Tlf. +46 8 20 30 90, Epost: [info@alfimed.se](mailto:info@alfimed.se)